

# Conicol® Eye Drops/Ointment

## Chloramphenicol

### Description

Chloramphenicol is a potent, broad spectrum antibiotic and is effective against both Gram-positive and Gram-negative organisms.

### Mode of action

Chloramphenicol readily penetrates into bacterial cells and interferes with protein synthesis. Chloramphenicol is primarily a bacteriostatic antibiotic.

### Composition

**Conicol® Sterile Eye Drops:** Each ml contains Chloramphenicol BP 5 mg.

**Conicol® Sterile Eye Ointment:** Each gm contains Chloramphenicol BP 10 mg.

### Indications

Chloramphenicol can be used in a variety of eye infections such as: conjunctivitis, keratitis etc.

### Dosage & administration:

**Conicol® Sterile Eye Drops:** Apply 2 drops into the conjunctival sac in every 3 hours or more frequently if required.

**Conicol® Sterile Eye Ointment:** Apply a one-half to one inch ribbon of ointment into the conjunctival sac in every 3 hours.

Administration should be continued 48 hours after symptoms have been disappeared for both eye drops and ointment.

### Contraindications

Known hypersensitivity to any component of this product.

### Side effects

Adverse reaction has not been reported with short term use. Rarely optic atrophy, stinging and burning of the eye in patient sensitive to chloramphenicol.

### Use in pregnancy & lactation

Safety for use in pregnancy and lactation has not been established. Therefore, use only when considered essential by the physicians.

### Precautions

Chloramphenicol should not be given as prophylaxis. Repeated courses and prolonged-treatment should be avoided.

### Drug interactions

Chymotrypsin will be inhibited if given simultaneously with Chloramphenicol.

### Storage

Store at 8-25°C and in a dry place, protected from light. Keep out of the reach of children. Do not touch dropper/tube tip surface as this may contaminate this preparation. Do not use after one month of first opening.

### Packaging

**Conicol® Sterile Eye Drops:** Each dropper bottle contains 10 ml sterile eye drops.

**Conicol® Sterile Eye Ointment:** Each tube contains 3 gm sterile eye ointment.

# কনিকল® চোখের ড্রপস/অয়েন্টমেন্ট

## ক্লোরামফেনিকল

### বিবরণ

ক্লোরামফেনিকল একটি বিস্তৃত বর্ণালীর জীবাণুনাশক যা গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ উভয় প্রকার জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী।

### কার্যপদ্ধতি

ক্লোরামফেনিকল জীবাণুকোষের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করে। ক্লোরামফেনিকল প্রাথমিকভাবে একটি ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক এন্টিবায়োটিক।

### উপাদান

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস:** প্রতি মিলি-এ রয়েছে ক্লোরামফেনিকল বিপি ৫ মিগ্রা।

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের অয়েন্টমেন্ট:** প্রতি গ্রাম-এ রয়েছে ক্লোরামফেনিকল বিপি ১০ মিগ্রা।

### নির্দেশনা

ক্লোরামফেনিকল বিভিন্ন চক্ষু সংক্রমণে ব্যবহৃত হয় যেমন- কনজাংকটিভাইটিস, কেরাটাইটিস ইত্যাদি।

### মাত্রা ও প্রয়োগ

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস:** প্রতি ৩ ঘন্টা পর পর অথবা প্রয়োজনে আরো কম সময়ের ব্যবধানে ২ ফোটা করে কনজাংকটিভাল স্যাকে প্রয়োগ করতে হবে।

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের অয়েন্টমেন্ট:** প্রতি ৩ ঘন্টা পর পর অয়েন্টমেন্ট-এর অর্ধেক ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি রিবন কনজাংকটিভাল স্যাক-এ প্রয়োগ করতে হবে।

ড্রপস অথবা অয়েন্টমেন্ট উভয়ের ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ সমূহ অবলুপ্ত হওয়ার পরেও ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে।

### বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

স্বল্পকালীন ব্যবহারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কখনও কখনও ক্লোরামফেনিকলের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে অপটিক এট্রপি, স্টিঙ্গিং এবং চোখে জ্বালা অনুভূত হয়।

### গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার নিরাপত্তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। ফলে এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

### সতর্কতা

ক্লোরামফেনিকল প্রতিরোধী হিসাবে ব্যবহার শ্রেয় নয়। পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

### অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

কাইমোট্রিপটিন এবং ক্লোরামফেনিকল যদি একসাথে ব্যবহার করা হয় তাহলে কাইমোট্রিপটিনের কার্যকারিতা কমে যাবে।

### সংরক্ষণ

৮° - ২৫° সে. তাপমাত্রায়, আলো থেকে দূরে ও শুষ্কস্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ড্রপারের/টিউবের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা সাসপেনশনকে দূষিত করতে পারে। ড্রপারের মুখ খোলার একমাস পর ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

### উপস্থাপনা

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস:** প্রতিটি ড্রপার বোতলে রয়েছে ১০ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।

**কনিকল® জীবাণুমুক্ত চোখের অয়েন্টমেন্ট:** প্রতিটি টিউবে রয়েছে ৩ গ্রাম জীবাণুমুক্ত চোখের অয়েন্টমেন্ট।



Manufactured by  
**Opsonin Pharma Limited**  
Rupatali, Barishal, Bangladesh.  
® Registered Trade Mark.