

Opsonin Pharma Limited

Insert Design of Povin Mono

Version: 01, Raised on : 20.08.26, Last Correction : 08.09.26

Color : 02, Paper Type: Art paper 120 gsm Indonesia (), Measurement : Length-150 X Height-225 mm

Povin[®] MONO

Sterile Eye Drops

Povidone BP 5%
(Preservative-free Single Vial)


Description: Povin[®] is a sterile ophthalmic solution containing Povidone (polymer) with electrolytes (inorganic salts) for topical administration to the eyes.

Composition: Povin[®] Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each ml Sterile eye drops contains Povidone BP 50 mg.

Indications: Povidone is used for the symptomatic treatment of dry eye conditions including keratoconjunctivitis sicca. It is also given as a substitute of tear fluid in case of unstable tear film or insufficient moistening of the eye surface.

Dosage & administration: 1 drop 4 times daily or as required, depending upon the severity of the disease, to be instilled into the conjunctival sac.

Administration guidelines:



Contraindications: This eye drop is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any ingredient of the product.

Side effects: Occasionally mild, transient burning or sticky sensation and very rarely irritation or hypersensitivity reactions reported. Blurred vision after application may occur.

Use in pregnancy & lactation: There is no experience regarding the safety of the Povidone eye drops in human pregnancy or lactation. Administration during pregnancy and lactation is therefore not recommended, except for compelling reasons.

Precautions: Patients, who experience blurred vision after application of the eye drops, should not drive or use machinery until their vision has cleared. Contact lenses should not be worn during instillation of the drug. After instillation, there should be an interval of at least 30 minutes before reinsertion.

Drug interactions: If several medicines are to be administered to the eye, there should be an interval of at least 5 minutes between each application.

Over dosage: Not known and not likely about over dose.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry, well ventilated place at temperature up to 30°C and protected from extraneous odors, contamination & intense light. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the solution.

Packaging

Povin[®] Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each carton contains 2X15 vials in Alu-Alu sachet pack. Each single vial contains 0.4 ml of sterile eye drops.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.



জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

পভিডোন বিপি ৫%
(প্রিজারভেটিভ-মুক্ত সিঙ্গেল ডোজ)

বিবরণ: পভিন® হলো পভিডোন (পলিমার) এবং ইলেকট্রোলাইটস্ (ইনঅর্গানিক সল্ট) এর সমন্বয়ে গঠিত চোখে ব্যবহার উপযোগী দ্রবণ।

উপাদান: পভিন® মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণে রয়েছে পভিডোন বিপি ৫০ মিগ্রা।

নির্দেশনা: ক্যারোটোনজাংকটিভাইটিস সিক্রাসহ চোখের উপরিভাগে শুষ্কতার লক্ষণজনিত চিকিৎসায় পভিডোন নির্দেশিত। চোখের অস্থিতিশীল অশ্রুর বিকল্প হিসেবে এবং চোখের উপরিভাগের অর্দ্রতা কমে গেলেও পভিডোন ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও প্রয়োগ: কনজাংকটিভাল সেকএ ১ ফোঁটা করে দিনে চার বার অথবা রোগের অবস্থা বুঝে প্রয়োগ করা যায়।

ব্যবহারবিধি:



বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে দ্রবণটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: হালকা এবং অল্প জ্বালাপোড়া অথবা চটচটে অনুভব হতে পারে। অল্প ক্ষেত্রে অস্বস্তি এবং সংবেদনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োগের পর দৃষ্টি বাপসা হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে পভিডোনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই। তাই একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা: ব্যবহারের পর যদি দৃষ্টির অস্পষ্টতা অনুভূত হয় তাহলে গাড়ি অথবা কোন প্রকার যান্ত্রিক কাজ করা উচিত নয়। ওষুধ প্রয়োগের সময় কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা ঠিক নয়। ওষুধ প্রয়োগের আধা ঘণ্টা পর চোখের কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যদি বিভিন্ন ওষুধ একসাথে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে প্রতিটি ওষুধ প্রয়োগের মাঝখানে কমপক্ষে পাঁচ মিনিটের বিরতি রাখা উচিত।

মাত্রাধিক্য: মাত্রাধিক্যের ব্যাপারে জানা যায়নি এবং ঘটেনি।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে ৩০°সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং বাহ্যিক দ্রাব্য, দূষণ ও তীব্র আলো থেকে দূরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না কারণ তা সল্যুশনকে দূষিত করতে পারে।

উপস্থাপনা

পভিন® মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি কার্টনে রয়েছে ২x১৫ টি ভায়াল অ্যালু-অ্যালু স্যাশে প্যাকেটে। প্রতিটি সিঙ্গেল ডোজে আছে ০.৪ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
© Registered Trade Mark.

000-01