

Artiron® DS Sterile Eye Drops

Sodium Hyaluronate BP 0.2%
(Preservative-free Single Vial)

Description: Sodium Hyaluronate is the Sodium salt of Hyaluronic Acid. It is a glycosaminoglycan and long-chain polymer of disaccharide units of Na-glucuronate-N-acetylglucosamine.

Mode of Action: It moistens, soothes and lubricates the surface of eye.


Composition

Artiron® DS Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each ml sterile eye drops contains Sodium Hyaluronate BP 2 mg.

Indications: Dry eye or severe keratoconjunctival epithelial injury.

Dosage and Administration: One drop, 3 times daily or as directed by physicians.

Administration guidelines:



Contraindications: Contraindicated in patients who are hypersensitive to any of the components of this preparation.

Side effects: Transient visual disturbance and eye discharge may occur.

Use in Pregnancy and Lactation: Adequate and well-controlled studies in humans have not been done. It is not known whether it is distributed into breast milk.

Precautions: External use only.

Drug interactions: No data found.

Over dosage: No data found.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry, well ventilated premises at temperature up to 30°C, away from extraneous odors, contamination and intense light. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate the solution.

Packaging

Artiron® DS Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each carton contains 2X15 vials in Alu-Alu sachet pack. Each single vial contains 0.4 ml of sterile eye drops.

আর্টিন[®] ডিএস MONO জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

সোডিয়াম হ্যালালোনেট বিপি ০.২%
(প্রিজারভেটিভ-মুক্ত সিঙ্গেল ডোজ)

বিবরণ: সোডিয়াম হ্যালালোনেট হ্যালালোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ। এটি হলো গ্রাইকোসামিনোগ্রাইকেন যা সোডিয়াম গ্লুকোনোট-এন-এসিটাইলগ্লুকোসামিন নামক ডাইস্যাকারাইড ইউনিটের একটি লং-চেইন পলিমার।

কার্যপদ্ধতি: এটি চোখের উপরি ভাগকে আর্দ্র, আরামদায়ক এবং তৈলাক্ত করে।

উপাদান

আর্টিন[®] ডিএস মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপ-এ আছে সোডিয়াম হ্যালালোনেট বিপি ২ মিগ্রা।

নির্দেশনা: ড্রাই আই অথবা ক্যারোটেকনজাংকটিভাল ইপিথেলিয়াল ক্ষত।

মাত্রা ও প্রয়োগ: ১ ড্রপ করে প্রতিদিন ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

ব্যবহারবিধি:



বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ড্রপসটি নির্দেশিত নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: ক্ষণস্থায়ীভাবে দৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং চোখের নিঃসরণ ঘটতে পারে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদান কালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় মানুষের উপর সুনীতিত ও পর্যাপ্ত পরীক্ষা করা হয়নি।

বৃকের দুধের সাথে নিঃসরিত হয় কি না তা জানা যায়নি।

সর্বকর্তা: বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাত্রাধিক্য: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে ৩০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং বাহ্যিক দ্রাব্য, দূষণ ও তীব্র আলো থেকে দূরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা দ্রবণকে দূষিত করতে পারে।

উপস্থাপনা

আর্টিন[®] ডিএস মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি কার্টনে রয়েছে ২X১৫ টি ডোজ অ্যালু-অ্যালু স্যাশে প্যাকেটে। প্রতিটি সিঙ্গেল ডোজে আছে ০.৪ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।


Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

10-0000