

Lacrima[®] Sterile Eye Drops

Dextran 70 USP 0.1% & Hypromellose BP 0.3%
(Preservative-free Single Vial)

Description: Dextran 70 USP & Hypromellose BP combination Eye drops acts like natural tears, which provides soothing relief to dry, itchy, burning and irritated eyes.


Mode of action: It helps eyes to stay moist healthy and protects against further irritation. This unique combination of ingredients work together to retain moisture on the eyes and slow evaporation of the tear film.

Composition: **Lacrima[®] Mono Preservative-free Sterile Eye Drops:** Each ml sterile eye drops contains Dextran 70 USP 1 mg and Hypromellose BP 3 mg.

Indications: As a lubricant and artificial tear in dry eye and other ocular irritation syndromes associated with deficient tear or mucous secretion. **Lacrima[®]** also prevents cornea to damage in patients with keratoconjunctivitis and for ocular lubrication and temporary relief of burning and irritation due to dryness of the eye.

Dosage & administration: *Adults and children:* One or two drops three times daily or as directed by the physician.

Administration guidelines:



Contraindications: Contraindicated in patients who are hypersensitive to any of the components of this product and should not be used when soft contact lenses are being worn.

Side effects: There are no known side effects with the use of it, however, if the patient experiences any reaction in eye or other parts of the body after using this medication then consult with doctor.

Use in pregnancy & lactation: There is insufficient evidence as to the safety in pregnancy and lactation. Therefore, this product should only be used in pregnancy and lactation if it is considered essential by the physician.

Precautions: If irritation persists or if the condition does not improve, patient should seek further advice from doctor.

Drug interactions: If more than one topical ophthalmic medicinal product is being used, the medicines must be administered at least 5 minutes apart.

Over dosage: No case of overdose has been reported.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry, well ventilated place at temperature up to 30°C and protected from extraneous odors, contamination & intense light. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the solution.

Packaging

Lacrima[®] Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each carton contains 2X15 vials in Alu-Alu sachet pack. Each single vial contains 0.4 ml of sterile eye drops.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

লেক্রিমা® মনো

জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস্

ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি ০.১% এবং হাইপ্রোমেলোজ বিপি ০.৩%
(প্রিজারভেটিভ-মুক্ত সিঙ্গেল ডোজ)

বিবরণ: ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি এবং হাইপ্রোমেলোজ বিপি চোখের ড্রপস্ স্বাভাবিক অশ্রুর ন্যায় কাজ করে যা শুষ্ক, চুলকানিযুক্ত, জ্বালাময় এবং প্রদাহিত চোখে আরামদায়ক অনুভূতি প্রদান করে।





কার্যপদ্ধতি: চোখকে আর্দ্র ও সুস্থ রাখা এবং পুনঃপ্রদাহ থেকে মুক্ত রাখা। এই উপাদানগুলো একত্রে চোখের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং চোখের অশ্রু স্তর শুষ্ক হওয়া ধীর করে দেয়।

উপাদান: লেক্রিমা® মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস্ চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণে আছে ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি ১ মিগ্রা এবং হাইপ্রোমেলোজ বিপি ৩ মিগ্রা।

নির্দেশনা: লুব্রিকেন্ট এবং কৃত্রিম চোখের পানি হিসেবে, প্রদাহজনিত চোখের সমস্যায়, চোখে পানির অভাব বা মিউকাস নিঃসরণে। লেক্রিমা® চোখের ড্রপস্ কেরাটোকনজাংকটিভাইটিস জনিত শুষ্কতার রোগীদের কর্ণিয়ার ক্ষতি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের শুষ্কতার জন্য জ্বালাযন্ত্রণা এবং অন্যান্য প্রদাহের বিরুদ্ধে রক্ষাকারক সাময়িক উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এক বা দুই ড্রপস দিনে তিনবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহারবিধি:



বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এই ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিবেশিত। কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা অবস্থায় এই ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: এ ওষুধ ব্যবহারে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা: যদি চোখের জ্বালাপোড়াভাব থাকে বা অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: একাধিক চোখের ড্রপস ব্যবহার করলে কমপক্ষে ৫ মিনিট ব্যবধানে ব্যবহার করতে হবে।

মাত্রাধিক্য: মাত্রাধিক্যের ব্যাপারে জানা যায়নি।

সংরক্ষণ: শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ুচলাচলযুক্ত স্থানে ৩০°সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং বাহ্যিক দ্রাব্য, দূষণ ও তীব্র আলো থেকে দূরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না কারণ তা সল্যুশনকে দূষিত করতে পারে।

উপস্থাপনা

লেক্রিমা® মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস্: প্রতিটি কার্টনে রয়েছে ২x১৫ টি ভায়াল অ্যালু-অ্যালু স্যাশে প্যাকেটে। প্রতিটি সিঙ্গেল ডোজে আছে ০.৪ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।


Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

000-01